

SOP Peminjaman Alat di Laboratorium Pengukuran 2025

- 1) Sebelum melakukan peminjaman alat, **peminjam wajib menghubungi Asisten Laboratorium (Aslab)** untuk meminta izin terkait peminjaman alat Laboratorium Pengukuran Instrumentasi.
- 2) Asisten Laboratorium **mengecek ketersediaan** alat, dan menyiapkan alat yang akan digunakan oleh peminjam.
- 3) Asisten Laboratorium melakukan pengecekan kondisi dan fungsi alat untuk memastikan alat bekerja dengan baik sebelum digunakan.
- 4) Peminjam **mengisi link peminjaman** Alat Laboratorium Pengukuran Instrumentasi yang sudah disediakan oleh Asisten Laboratorium di <https://its.id/m/LinkPeminjamanAlatMilab2025>
- 5) Peminjaman Alat **maksimal selama 3 hari**. Apabila peminjaman melebihi 3 hari, peminjam **dapat mengajukan kembali** dengan mengisi ulang formulir peminjaman, dan masa peminjaman akan dihitung kembali **selama 3 hari ke depan**.
- 6) Peminjam memberikan jaminan berupa **KTP kepada Aslab** sebagai jaminan peminjaman alat laboratorium, dan untuk mahasiswa/i dari luar Departemen Teknik Instrumentasi ITS memberikan jaminan berupa **KTP dan surat keterangan** dari departemen kepada Aslab
- 7) **Peminjaman alat tidak diperkenankan keluar dari Laboratorium Pengukuran dan Departemen Teknik Instrumentasi ITS**, Apabila alat akan dibawa keluar Departemen, peminjam wajib melampirkan surat peminjaman alat yang telah ditandatangani oleh **Kepala Laboratorium, Laboran, Koordinator Laboratorium, dan Anda** (selaku penanggung jawab).
<https://its.id/m/SuratPerizinanAlatMilab2025>
- 8) Peminjam menghubungi Asisten Laboratorium untuk mengembalikan alat yang telah dipinjam, dan **Aslab mengecek alat** peminjaman untuk memastikan **tidak adanya kerusakan** serta **mengembalikan alat sesuai dengan tempatnya** yang tertera pada label kode alat.
- 9) Peminjam mengisi link pengembalian Alat Laboratorium di link yang sudah di sediakan oleh Asisten Laboratorium, di <https://its.id/m/LinkPengembalianAlatMilab2025>

LINK **PEMINJAMAN** ALAT MILAB 2025



LINK **PENGEMBALIAN** ALAT MILAB 2025

